

Spray Probio Tab San - 300 ml

GÉNÉRAL




Vaporisateur réutilisable de haute qualité à utiliser avec Probio Tab San.



UTILISATION

1. Remplissez le vaporisateur Probio Tab San de 300 ml d'eau (voir le marquage sur l'étiquette)
2. Ajoutez une tablette Probio Tab San dans le vaporisateur et revissez la tête sur le flacon.
3. Attendez environ 3 minutes jusqu'à ce que la tablette soit complètement dissoute.
4. La vaporisateur est prêt à l'emploi.

Utilisez uniquement ce produit pour les applications prescrites. En cas de doute, testez d'abord le produit à un endroit discret. Greenspeed décline toute responsabilité pour les dommages éventuels en cas d'utilisation incorrecte. Consultez la fiche de données de sécurité (Safety Data Sheet - SDS) pour de plus amples informations.



Spray Probio Tab San - 300 ml

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions produit (LxHxL) 8 x 25 x 5 cm

DONNÉES LOGISTIQUES

Produit

| | |
|------------|---------------|
| N° article | 4003642 |
| Unité | Flacon |
| Dimensions | 8 x 25 x 5 cm |
| Poids brut | 100 g |
| Poids net | 100 g |
| Code EAN | 5420015516191 |